



Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*

Plus
ist mehr



Mehr
+ ist besser



Der umsetzbare und schnelle Test auf Atemwegserkrankungen

Entwickelt, um die Herausforderung der anhaltenden Pandemie zu meistern

Der Bedarf

- **Schneller** Nachweis von SARS-CoV-2, einschließlich **aufkommender Varianten**, für eine rechtzeitige, effektive Triagierung
- **Präzise** Diagnostik von Atemwegsinfektionen zur Gewährleistung einer geeigneten Behandlung
- **Schnelle Differenzierung** zwischen Influenza, RSV und SARS-CoV-2 sowie möglichen Koinfektionen während der Saison der Atemwegserkrankungen

Die Lösung

- Robustes Design mit drei unterschiedlichen **Gen targets für SARS-CoV-2: N2, E, RdRP**
- Genauer Nachweis und Differenzierung von SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B und RSV. Ergebnisse für SARS-CoV-2 schon ab **25 Minuten**.*
- Verwertbare Ergebnisse aus einer **einzigen Probe** in weniger als **einer Minute** Hands-On-Time
- **Standardisierung der Ergebnisse** von Zentrallabor und patientennahen Teststandorten

Die Auswirkungen

- 3-Gen-Design unterstützt Ärzt/innen durch **eine breitere Abdeckung** von SARS-CoV-2-Varianten
- Stellt sicher, dass Patient/innen rechtzeitig eine **angemessene Behandlung** erhalten
- Eine einzelne Kartusche mit einem **benutzerfreundlichen Workflow**, damit begrenzte Ressourcen effektiv gesteuert werden können



Einfache Integration in die bestehenden Workflows

In 3 einfachen Schritten – minimale Hands-on-time

1

In geeignetem Transportmedium gelagerte Probe beschaffen



2

Probe in die Kartusche transferieren



3

Kartusche scannen und einsetzen



Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV plus ist ein qualitativer Echtzeit-PCR-Test für den zuverlässigen und differenzierten Nachweis von SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B und RSV. Ergebnisse für SARS-CoV-2 schon ab 25 Minuten.*

BESTELLINFORMATIONEN

Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV plus	10 Tests	XP3COV2/FLU/RSV-10
----------------------------------	----------	--------------------

ENTNAHMEKITS[^]

Cepheid Entnahmekits für Nasen-Rachen-Proben	100 Kits	SWAB/M-100
	100 Kits	SWAB/B-100
Cepheid Entnahmekits für nasale Proben	100 Kits	SWAB/F-100

Nasen- oder Nasen-Rachen-Abstriche in 3 ml UTM sind für die Verwendung mit diesem Test geeignet

eNAT MOLEKULARES ENTNAHME- UND KONSERVIERUNGSMEDIUM


COPAN-KATALOG

Entnahmekit für Nasen-Rachen-Proben		Nr. 6U074S01
Entnahmekit für nasale Proben		Nr. 6U073S01

EXTERNE KONTROLLEN[^]

ERHÄLTICH VON ZEPTOMETRIX

ZeptoMetrix NATrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positivkontrollen-Kit	6 Ampullen	NATFRC-6C
ZeptoMetrix NATrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negativkontrollen-Kit	6 Ampullen	NATCV9-6C



* Für positive Ergebnisse, wenn mit dem Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus nur auf SARS-CoV-2 getestet wird; andernfalls hat der Test eine Laufzeit von etwa 36 Minuten.
[^] Empfohlene, aber nicht erforderliche Materialien, siehe Packungsbeilage 302-7085.

KONZERNZENTRALE
 904 Caribbean Drive
 Sunnyvale, CA 94089, USA

GEBÜHRENFREI +1.888.336.2743
 TEL. +1.408.541.4191
 FAX +1.408.541.4192

HAUPTNIEDERLASSUNG IN EUROPA
 Vira Soleih
 81470 Maurens-Scopont, Frankreich

TEL. +33.563.82.53.00
 FAX +33.563.82.53.01
 E-MAIL cepheid@cepheideurope.fr

www.Cepheidinternational.com/de

© 2021 Cepheid 3234-01G